

Rapid Readout
Fluorescence System

- Hole with special paper / Orificio con papel especial /
- Plastic cap / Tapa plástica
- Plastic tube / Tubo plástico
- Identification label / Etiqueta identificadora
- Process indicator / Indicador de proceso
- Glass ampoule and growth medium / Ampolla de vidrio y medio de cultivo
- Filter / Filtro
- Spore carrier / Portador de esporas

Producto Autorizado por ANMAT PM 1614-1

Quality certification Certificado de calidad Bionova® BT220

STEAM

Steam sterilization / Esterilización por Vapor
Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953

LOT



Heat shock population / Población _____ CFU / UCF

D - value / Valor D (121 °C) _____ min.

Survival time / Tiempo de sobrevida _____ min.

Survival time = $(\log_10 \text{labeled population} - 2) \times \text{labeled D-value}$

Kill time / Tiempo de muerte _____ min.

Kill time = $(\log_10 \text{labeled population} + 4) \times \text{labeled D-value}$

D - value / Valor D (132 °C) _____ sec./seg.

Survival time / Tiempo de sobrevida _____ min.

Survival time = $(\log_10 \text{labeled population} - 2) \times \text{labeled D-value}$

Kill time / Tiempo de muerte _____ min.

Kill time = $(\log_10 \text{labeled population} + 4) \times \text{labeled D-value}$

D - value / Valor D (135 °C) _____ sec./seg.

Survival time / Tiempo de sobrevida _____ sec./seg.

Survival time = $(\log_10 \text{labeled population} - 2) \times \text{labeled D-value}$

Kill time / Tiempo de muerte _____ min.

Kill time = $(\log_10 \text{labeled population} + 4) \times \text{labeled D-value}$

Z-value / Valor Z _____ °C

System's sensitivity / Sensibilidad del Sistema :

System's sensitivity is determined as the difference between the number of positive indicators after 7-day incubation and false negative indicators (negative by fluorescence readout and visually positive) in relation to the number of 7-day positive indicators. / La sensibilidad del sistema se determina como la diferencia entre el número de indicadores positivos después de 7 días de incubación y los indicadores falsos negativos (negativos por lectura de fluorescencia y positivos visualmente) en relación al número de indicadores positivos luego de 7 días de incubación.

$$(*) \text{Sensitivity} = \frac{(\text{No}^+ \text{Positives at 7 days}) - (\text{No}^- \text{False negatives})}{(\text{No}^+ \text{Positives at 7 days})} \times 100 = 97\%$$

Parameters determined at time of manufacture according to ISO 1138-1: 2017, ISO 1138-3: 2017, IRAM 37102-1:1999 and IRAM 37102-3:1999 standards. The values shown are reproducible only under the same conditions under which they were determined.

Parámetros determinados al momento de la fabricación según normas ISO 1138-1: 2017, ISO 1138-3: 2017, IRAM 37102-1:1999 y IRAM 37102-3:1999. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

ISO and USP Compliant
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection.

Terragene® and Bionova® are registered trademarks of Terragene S.A.

Lic. Adrian J. Rovetto
Director Técnico
Technical Director

Usa exclusivo para profesionales e Instituciones Sanitarias.

Explanation of Symbols

STEAM	Product is designed for use with STEAM
Sterilization cycles	Batch number

Prozessanzeige auf dem Etikett, die sich von rosa zu braun ändert, wenn er Dampf ausgesetzt wird.

Vorsichtsmassnahmen

WARNING: Verwenden Sie keine Terragene® Bionova® BT220 SCBI zur Kontrolle von Wasserstoffperoxid, EO, trockener Hitze, Formaldehyd oder anderen Sterilisationsprozessen, die von den angegebenen abweichen. SCBIs nicht wiederverwenden.

WARNING: Legen Sie einen oder mehrere SCBIs in schwer zugängliche Sterilisationsbereiche, um sicherzustellen, dass alle Bereiche der Kammer steril sind. Bitte werten Sie alle Lastkonfigurationen aus, um sicherzustellen, dass ALLE schwer erreichbaren Bereiche identifiziert wurden, und platzieren Sie an jedem dieser Orte ein SCBI.

WARNING: Verwenden Sie den Sterilisator erst wieder, wenn das SCBI-Testergebnis negativ ist.

Gebrauchsanweisung

1. Identifizieren Sie den Bionova® BT220 SCBI, indem Sie Sterilisatorzahl schreiben (im Falle, mehr als einen zu haben), die Ladungsnummer und das Verarbeitungsdatum auf dem Etikett.

2. Packen Sie den SCBI zusammen mit der Ladung in einem passendem Paket ein, das die empfohlenen Sterilisationsmethoden folgen. Legen Sie das Paket in jene Bereiche die Sie vor als unzugänglichsten für den sterilisierenden Agenten (Dampf) betrachten. Normalerweise sind Zentrum der Ladung und die Bereiche in der Nähe von der Tür problematisch.

3. Sterilisieren Sie wie gewöhnlich.

4. Öffnen Sie nach Beendigung des Sterilisationsverfahrens die Tür des Sterilisators, warten Sie 5 Minuten und entnehmen Sie den SCBI aus der Verpackung/Behälter. **WARNING:** Handschuhe und Schutzhülle beim Herausnehmen des Terragene® Bionova® BT220 SCBI aus der sterilisierten Verpackung verwenden. **HINWEIS:** Drücken Sie den SCBI nicht übermäßig, da dies die Glasschalen zum Platzen bringen könnte. Den SCBI auskühlen lassen, bis dieser Zimmertemperatur erreicht hat.

5. Überprüfen Sie die Prozessanzeige auf dem SCBI-Etikett. Der Farbumschlag bestätigt, dass der SCBI Wasserdampf ausgesetzt wurde. **WICHTIG:** Diese Farbänderung zeigt die Prozesswirksamkeit nicht an, um Sterilität zu erreichen. Wenn die Farbe des chemischen Indikators nicht an, um Sterilität gewahrt, überprüfen Sie den Sterilisationsprozess.

6. Drücken Sie auf den Deckel, um den Schlauch zu verschließen. Zerkleinern Sie die im SCBI enthaltene Ampulle mit einem einzelnen Ampullenbrecher oder mit dem Ampullenbrecher, der sich im Inkubationsbereich des Inkubators befindet. Dann schütteln Sie das Rohrchen kräftig mit Bewegungen herunter, wie die Bewegungen um die Temperatur eines Quecksilberthermometers zu senken, bis das Medium die Basis des Rohrchen erreicht und der Sporenträger völlig einweicht ist. Legen Sie schließlich den Biologische Indikator im Inkubator. **WICHTIG:** Verwenden Sie mindestens einmal täglich einen nicht sterilisierten SCBI (Selbstentwickelnder biologischer Indikator) als Positivkontrolle, wenn ein Sterilisationszyklus durchgeführt wird. Die Positivkontrolle hilft sicherzustellen, dass richtige Inkubationsbedingungen erfüllt wurden; Fähigkeit des Mediums schnelles Wachstum zu fördern, die Lebensfähigkeit der Sporen ist wegen einer ungeeigneten Lagerungstemperatur, der Feuchtigkeit oder der Nähe zu Chemikalien nicht beeinträchtigt; das Vermögen des Mediums, um das schnelle Wachstum und das richtige Funktionieren des Inkubator Bionova®. Beide Indikatoren müssen zum gleichen Produktionslos gehören.

7. Inkubieren Sie den verarbeiteten Indikator und den Positivkontrollenindikator in den entsprechenden Terragene® Bionova® Auto-Reader-Inkubatoren für maximal 3 Stunden bei (60 ± 2) °C, um ein schnelles Ablesen zu ermöglichen. **HINWEIS:** Die Haltzeit zwischen Sterilisation und Inkubation sollte 7 Tage nicht überschreiten. Der Fluoreszenznachweidurch das Ablesegerät (Stimulation 340-380 nm/Aussendung 455-465 nm) bedeutet, dass ein Sterilisationsverfahrensfehler-aversagen aufgetreten ist. Wenn nach 3 Stunden keine Fluoreszenz festgestellt wird, dann ist das Ergebnis negativ (das Sterilisationsverfahren war wirksam). Der zur positiven Kontrolle gebrauchte Indikator muss in dem Ablesegerät auch als positiv getestet werden. Zudem ist es empfehlenswert einen zur Kontrolle gebrauchten Indikator zu inkubieren, um die sichtbare Farbänderung zu beobachten.

Ergebnisse protokollieren und biologische Indikatoren unverzüglich und wie im folgenden hingewiesen verwerfen.

Ableseung Schnell: 3 Stunden

Die Ableseung Schnell muss in den geeigneten Inkubatoren Bionova® mit Autoablese-System. Die Fluoreszenz entsteht, wenn das Leesegerät den Träger mit UV-Licht anregt. Die endgültige Ableseung von negativer Ergebnise ist nach 3 Stunden Inkubationszeit verfügbar. Die Fluoreszenz-Ableseung ist ein indirekter Test des Aufkeimes und Wachstums der *Geobacillus stearothermophilus* Sporen, das die Sterilisationsprozesse überstanden haben (positives Ergebnis).

Andererseits kann ein Fehler während des Sterilisationsprozesses durch eine Farbänderung des Nährmediums erkannt werden. Aufgrund der hohen Empfindung des Fluoreszenz-Ergebnisses nach 3 Stunden stellt die übliche Inkubation zur Farbänderung der Ableseungsanzeige Schnell durch BT220-Fluoreszenz keinen weiteren Vorteil dar.

Visuelle Bestätigung: 48 Stunden

Faktulativ. Sie können eine visuelle Farbänderung bestätigung nach einer 48-Stunden Inkubation durchführen. Wenn der Sterilisationsprozess nicht erfolgreich war, wird sich das Nährmedium während der Inkubation bei (60 ± 2) °C Gelb, was das Vorhandensein von lebenden Sporen anzeigen. Wenn der Sterilisation war erfolgreich, wird das Nährmedium purpur nach der Inkubationszeit bleiben. Nach der 48-stündigen Inkubation erhält man ein endgültiges negatives Ergebnis. Das Positivkontrolle muss ein Farbumschlag von purpur zu gelb, um Ergebnis gültig zu sein.

Ablesezeit: 7 Tage

Eine 7-tägige Ableseung ist optional und kann routinemäßig durchgeführt werden. Dies ist eine erste Validierung der 3-Stunden-Anzeige. Die Fluoreszenzergebnisse werden mit den 7-Tage-Sichtanzeigen verglichen.

HINWEIS: Wenn eine 7-tägige Messung durchgeführt wird, ist eine angefeuchtete Umgebung erforderlich, um das Austrocknen des Mediums zu verhindern.

Ableseung Schnell: 3 Stunden

La Lecture Rapide doit avoir lieu dans les Lecteurs Incubateurs Terragene® Bionova® appropriés. La fluorescence est émise lorsque le lecteur excite le porteur avec de la lumière UV. La lecture finale des résultats négatifs est disponible après les 3 heures d'incubation. La lecture de fluorescence est une mesure indirecte de l'activité de germination et de développement des spores *Geobacillus stearothermophilus* qui présentent une résistance au processus de stérilisation (résultat positif). D'autre part, un échec du processus de stérilisation peut aussi être attesté par un changement de couleur du milieu de culture. Grâce à la grande sensibilité des résultats par fluorescence en 3 heures, l'incubation conventionnelle pour le changement de couleur de le SCBI Terragene® Bionova® BT220, ne représente pas un avantage additionnel.

Connaissance visuelle: 48 heures

Éventuellement, on peut faire une confirmation visuelle par le changement de couleur après l'incubation à 48 heures. Si le processus de stérilisation n'a pas réussi, le milieu de culture devient jaune pendant l'incubation à (60 ± 2) °C, ce qui indique la présence de spores vivantes. Si la stérilisation est réussie, le milieu de culture reste violet après l'incubation. Un résultat négatif définitif est obtenu après 48 heures d'incubation. Le contrôle positif doit présenter un changement de couleur du violet au jaune pour que les résultats soient valides.

Temps de lecture: 7 jours

Une lecture de 7 jours est facultative et peut être effectuée de façon routinière. Ceci est une validation initiale de la lecture de 3 heures. Les résultats de la fluorescence sont comparés aux résultats des lectures visuelles sur 7 jours.

REMARQUE: Si une lecture sur 7 jours est effectuée, un environnement humidifié sera nécessaire pour éviter le milieu de se dessécher.

Fréquence de la surveillance

Suivez les politiques et les procédures de votre institution, lesquels devraient préciser la fréquence de la surveillance des indicateurs biologiques qui répondent aux meilleures pratiques recommandées et/ou aux normes nationales. En tant que meilleure pratique et afin d'assurer une sécurité optimale pour le patient, Terragene® recommande que chaque stérilisation ait une surveillance par l'indicateur biologique approprié.

Conservation

Conservez à l'abri de la lumière à une température comprise entre 10 et 30 °C et avec une humidité relative comprise entre 30 et 80 %. Ne pas conserver. N'entreposez pas les indicateurs biologiques à proximité d'agents stérilisants ou d'autres produits chimiques.

Durée de conservation

Les indicateurs biologiques ont une date de préemption de 2 ans à compter de la date de fabrication lorsqu'ils sont conservés dans les conditions recommandées et utilisés par les indicateurs après leur date de péremption. L'indicateur de processus chimique sur l'étiquette du SCBI a une date de péremption de 2 ans lorsqu'il est utilisé dans le cadre du SCBI.

Reaction de stabilité du point final: l'indicateur de processus chimique doit demeurer inchangé pendant une période de 6 mois lorsqu'il est entreposé dans les déchets.

Traitement des déchets

Jeter les indicateurs biologiques conformément à la réglementation sanitaire de votre pays. Les indicateurs biologiques positifs peuvent être autoclavés à 121 °C pendant 30 minutes, à 132 °C pendant 15 minutes, ou à 134 °C pendant 10 minutes dans un stérilisateur à déplacement par gravité, ou à 132 °C pendant 4 minutes, à 135 °C pendant 3 minutes dans un stérilisateur à vapeur avec pré-vide.

Abfallentsorgung

Entsorgen Sie Biologische Indikatoren gemäß den Gesundheitsvorschriften ihres Landes. Die positiven Biologischen Indikatoren können in einem Dampfsterilisator durch Gravitationsverfahren, bei 121°C für 30 Minuten, bei 132°C für 15 Minuten, oder bei 134°C für 10 Minuten sterilisiert werden; oder in einem Dampfsterilisator durch Vakuumverfahren, bei 132°C für 4 Minuten, oder bei 135°C für 3 Minuten.

CN 生物指示物

Pour la stérilisation à la Vapeur

Consignes d'utilisation

États-Unis

Terragene® Bionova® SCBI (BT220) est un indicateur biologique autonome inoculé avec des spores bactériennes viables de *Geobacillus stearothermophilus*. Il est destiné à surveiller l'efficacité des processus de stérilisation à la vapeur. Voir le Tableau des utilisations prévues pour référence.

En dehors des États-Unis

Les indicateurs biologiques à lecture rapide par fluorescence Terragene® Bionova® BT220 ont été conçus pour la surveillance simple et rapide des cycles de stérilisation à la vapeur sous vide et par gravité à une température de 121 à 135 °C.

Description du dispositif

Les indicateurs biologiques autonomes (SCBI, de l'acronyme en anglais: self-contained biological indicators) à lecture rapide par fluorescence Terragene® Bionova® BT220 sont produits dès la usage unique composés d'un tube en polypropylène d'un support porte-spores et d'une ampoule en verre avec un milieux nutritif, fermé avec une capsule colorée. Chaque tube contient une population de spores de *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953 inoculées sur un support porte-spores, un bouchon en plastique perforé et une barrière perméable à la vapeur. Chaque BT220 possède un indicateur de processus sur son étiquette, qui passe du rose au marron lorsqu'il est exposé à la vapeur.

Précautions

AVERTISSEMENT: N'utilisez pas les SCBI Terragene® Bionova® BT220 pour contrôler le peroxyde d'hydrogène, l'oxyde d'éthylène, la chaleur séche, le formaldéhyde ou tout autre processus de stérilisation différent de celui spécifié. Ne laissez pas les SCBIs dans l'eau chaude.

AVERTISSEMENT: Placez un ou plusieurs SCBIs dans les zones de stérilisation difficiles d'accès pour vous assurer que toutes les zones de la chambre sont stérilisées. Veillez éviter toutes les configurations de charge pour vous assurer que TOUTES les zones difficiles d'accès ont été identifiées et placez un SCBI dans chacun de ces emplacements.

AVERTISSEMENT: Ne pas réutilisez le stérilisateur tant que le résultat du test du SCBI n'est pas négatif.

Mode d'emploi

1. Identifiez le SCBI Bionova® BT220 en écrivant sur l'étiquette le numéro de stérilisateur (dans le cas des avoir plus d'un), le numéro de charge et la date de traitement.

2. Placez le SCBI avec le matériel à stériliser dans un emballage approprié aux pratiques de stérilisation recommandées. Placer l'emballage dans les zones les plus inaccessibles à l'accès de stérilisant (Vapeur). En général, une zone problématique est le centre de la charge ou près de la porte du stérilisateur.

3. Stériliser de manière habituelle.

4. Après avoir fini le procédé de stérilisation, ouvrir la porte du stérilisateur, attendre 5 minutes et retirer le SCBI du paquet. **PRÉCAUTION:** Utiliser des gants et des lunettes de sécurité au moment de retirer le SCBI Bionova® BT220 du paquet stérile. **AVERTISSEMENT:** Ne pas presser ou manipuler à l'excès le SCBI car ça pourrait faire que l'ampoule se brise.

Laissez refroidir l'indicateur jusqu'à ce qu'il possède la température ambiante.

5. Vérifiez l'indicateur de processus sur l'étiquette du SCBI. Le changement de couleur confirme l'indicateur a été exposé à la Vapeur.

IMPORTANT: Utilisez un SCBI non stérilisé comme contrôle positif au moins une fois par jour, lors d'un cycle de stérilisation. Le contrôle positif garantit les conditions d'écoulement appropriées, la viabilité des spores, la capacité du milieu à promouvoir une croissance rapide et le bon fonctionnement de l'incubateur Terragene® Bionova®. L'indicateur traité et le contrôle positif doivent appartenir au même lot de fabrication.

6. Appuyez sur le couvercle pour se libérer la tête. Écrousez l'ampoule contenue dans le SCBI avec un broyeur d'ampoules individuel ou avec le concesseur d'ampoules placé dans la zone d'application de l'incubateur. Après avoir secoué vigoureusement, mouvements vers le bas semblables à ceux faits pour diminuer la température dans un thermomètre à mercure, jusqu'à ce que la moitié inférieure imprègne complètement le support de spores, avant de placer le SCBI dans l'incubateur. **IMPORTANT:** Utiliser un SCBI non stérilisé comme contrôle positif au moins une fois par jour, lors d'un cycle de stérilisation. Le contrôle positif garantit les conditions d'écoulement appropriées, la viabilité des spores, la capacité du milieu à promouvoir une croissance rapide et le bon fonctionnement de l'incubateur Terragene® Bionova®. L'indicateur traité et le contrôle positif doivent appartenir au même lot de fabrication.

7. Incubez l'indicateur traité et l'indicateur de contrôle positif dans les incubateurs à lecture automatique Terragene® Bionova® appropriés pendant au maximum 3 heures à (60 ± 2) °C, pour une lecture rapide. **REMARQUE:** Le temps d'attente entre la stérilisation et l'incubation ne doit pas dépasser 7 jours.

Le temps de fluorescence par le lecteur (exitation 340-380 nm / émission 455-465 nm) indique l'échec du processus de stérilisation. Si vous avez de 3 heures la fluorescence est pas détectée, il est recommandé de faire une lecture rapide. **REMARQUE:** Si la lecture rapide est négative (le processus de stérilisation a été efficace), l'indicateur utilisé comme témoin positif doit être détecté en tant qu'il est dans le lecteur. Il est conseillé de laisser incuber un contrôle positif pour observer un changement de couleur visuel.

Enregistrez les résultats des SCBIs et jeter immédiatement, comme indiqué ci-dessous.

Lecture Rapide: 3 heures

La Lecture Rapide doit avoir lieu dans les Lecteurs Incubateurs Terragene® Bionova® appropriés. La fluorescence est émise lorsque le lecteur excite le porteur avec de la lumière UV. La lecture finale des résultats négatifs est disponible après les 3 heures d'incubation. La lecture de fluorescence est une mesure indirecte de l'activité de germination et de développement des spores *Geobacillus stearothermophilus* qui présentent une résistance au processus de stérilisation (résultat positif).

D'autre part, un échec du processus de stérilisation peut aussi être attesté par un changement de couleur du milieu de culture.

Etape 1: jusqu'à 48h: la lecture de fluorescence par le lecteur (exitation 340-380 nm / émission 455-465 nm) indique l'échec du processus de stérilisation.

Etape 2: jusqu'à 7j: si la lecture de fluorescence par le lecteur n'est pas détectée, alors la lecture visuelle doit être effectuée.

Etape 3: jusqu'à 1 mois: si la lecture visuelle n'est pas détectée, alors la lecture visuelle doit être effectuée.

Etape 4: si la lecture visuelle n'est pas détectée, alors la lecture visuelle doit être effectuée.

Etape 5: si la lecture visuelle n'est pas détectée, alors la lecture visuelle doit être effectuée.

Etape 6: si la lecture visuelle n'est pas détectée, alors la lecture visuelle doit être effectuée.

Etape 7: si la lecture visuelle n'est pas détectée, alors la lecture visuelle doit être effectuée.

Etape 8: si la lecture visuelle n'est pas détectée, alors la lecture visuelle doit être effectuée.

Etape 9: si la lecture visuelle n'est pas détectée, alors la lecture visuelle doit être effectuée.

Etape 10: si la lecture visuelle n'est pas détectée, alors la lecture visuelle doit être effectuée.

Etape 11: si la lecture visuelle n'est pas détectée, alors la lecture visuelle doit être effectuée.

Etape 12: si la lecture visuelle n'est pas détectée, alors la lecture visuelle doit être effectuée.

Etape 13: si la lecture visuelle n'est pas détectée, alors la lecture visuelle doit être effectuée.

Etape 14: si la lecture visuelle n'est pas détectée, alors la lecture visuelle doit être effectuée.

Etape 15: si la lecture visuelle n'est pas détectée, alors la lecture visuelle doit être effectuée.